

产品说明书

货号：PM882201B

产品名称：促甲状腺激素受体（TSHR）抗原（生物素定点标记）

产品规格：100 μ g/1mg

产品介绍

产品名	促甲状腺激素受体（TSHR）抗原（生物素定点标记）
货号	PM882201B
表达宿主	CHO 细胞
序列特征	人源 TSHR（aa22-240）（C 端生物素标记）
分子量	约 35 kDa（含有泛素化修饰）
适用方法	化学发光，流式细胞术，酶联免疫吸附测定法
种属反应性	人

性能

形式	冻干粉
制剂	在含有海藻糖的 PBS 溶液中经 0.2 μ m 滤器过滤后冻干。
纯度	> 90%（SDS-PAGE）
溶解方法	打开前先离心。在无菌蒸馏的水中重新配制至浓度为 0.1-1.0 mg/mL。按照实验要求进行分装，并储存在 -70 $^{\circ}$ C。

存储和运输

存储	2-8 $^{\circ}$ C
运输	蓝冰运输
有效期	自收到货起，-70 $^{\circ}$ C条件下可储存 6 个月。

	当产品溶解以后，不建议在 4°C条件下长期储存，在-70°C条件下可储存 3 个月以上。
注意事项	建议收货后根据自身实验需要进行分装，避免反复冻融