

## 产品说明书

货号: PM881112

产品名称: 抗 snRNP 抗体      产品规格: 100µg/1mg

### 产品介绍

产品名	抗 snRNP 抗体
货号	PM881112
亚型	嵌合抗体
适用方法	化学发光, 流式细胞术, 酶联免疫吸附测定法
种属反应性	人

### 性能

形式	液体
克隆	单克隆
纯度	> 95% (SDS-PAGE)
浓度	1mg/mL
存储溶液	PBS, 含 FBS
纯化说明	从生物反应器浓缩液中纯化的抗体

### 存储和运输

存储	2-8°C
运输	蓝冰运输
有效期	自交付日起一年内
注意事项	建议收货后根据自身实验需要进行分装, 避免反复冻融

